

If-P用抗ヒトCd45Raポリクローナル抗体 - P08575

商品番号: CM0021684



前書き

ヒトCD45RA（PTPRC）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、パラフィン切片免疫蛍光法（IF-P）での検証が完了しています。免疫細胞のタイピングやT細胞活性化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトCD45RA ウサギpAb
別名/別称	PTPRC; B220; CD45; CD45R; GP180; L-CA; LCA; LY5; T200; 受容体型チロシンタンパク質ホスファターゼC; ヒトCD45RA
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5788
GeneID	5788
免疫原	合成ペプチド：ヒトCD45RA（P08575-8）のアミノ酸10～110番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	IF-P
交差反応性	ヒト
SWISS	P08575
タンパク質分子量	130kDa/147kDa
輸送方法	保冷剤