


フローサイトメトリー用 抗ヒトCd5モノクローナル抗体 - P06127

商品番号: CM0011052



前書き

フローサイトメトリー用に検証されたウサギ抗ヒトCD5モノクローナル抗体。T細胞表面糖タンパク質CD5（T1/Leu-1）を標的とし、免疫寛容における役割を持つTCRシグナル伝達のネガティブレギュレーターです。ヒトサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD5 mAb
備考/別名	T1; LEU1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	921
遺伝子ID	921
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD5（NP_055022.2）のアミノ酸25-371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06127
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋