


抗ヒトCd55 (Daf) ウサギモノクローナル抗体 () フローサイトメトリー用 - P08174

商品番号: CM0005275



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗ヒトCD55抗体。ヒトサンプルでのフローサイトメトリーについて検証済みです。補体崩壊促進因子（DAF）を標的とし、補体活性化の重要な調節因子です。免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD55 mAb
備考/別名	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1604
免疫原	ヒトCD55 (NP_000565.1) のアミノ酸35-353に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08174
タンパク質分子量	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
配送	氷袋