

フローサイトメトリー用抗ヒトCD56モノクローナル抗体 - P13591

商品番号: CM0009001



前書き

ヒトCD56（NCAM1）に対するマウスモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にバリデーション済みです。神経科学およびウイルス感染研究に関連し、神経細胞の接着や狂犬病ウイルス／ジカウイルス受容体研究に利用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウス抗ヒトCD56 mAb
備考／別名	CD56 ; NCAM ; MSK39
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4684
GeneID	4684
免疫原	ヒトCD56の組換えタンパク質
由来	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13591
タンパク質分子量	40kDa/73kDa/80kDa/83kDa/93kDa/95kDa
配送	保冷バッグ