


フローサイトメトリー（Fc）用 抗ヒトCd59 モノクローナル抗体 - P13987

商品番号: CM0010682



前書き

で標識された、GPIアンカー型補体膜侵襲複合体阻害因子であるヒトCD59に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。補体制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD59 mAb
備考/別名	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	966
GeneID	966
免疫原	ヒトCD59 (NP_000602.1) のアミノ酸26-101に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13987
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ