


フローサイトメトリー用 抗ヒトCD59モノクローナル抗体 - P13987

商品番号: CM0010695



前書き

フローサイトメトリー用の標識ウサギ抗ヒトCD59モノクローナル抗体。補体制御において重要なCD59（プロテクチン、MAC阻害タンパク質）を標的とし、免疫研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD59 mAb
備考／別名	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	966
遺伝子ID	966
免疫原	ヒトCD59のアミノ酸26～101 (NP_000602.1) に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13987
タンパク質分子量	14kDa
輸送	アイスバッグ