

抗ヒトCD62L/L-セレクトインモノクローナル抗体（Fc用） - P14151

商品番号: CM0010844



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD62L/L-セレクトインモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。白血球接着、リンパ球ホーミング、炎症の研究に最適です。 - P14151。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒトCD62L/L-セレクトイン mAb                                                 |
| 備考/別名       | SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-セレクトイン |
| 種           | ヒト                                                                       |
| GeneID (ヒト) | 6402                                                                     |
| GeneID      | 6402                                                                     |
| 免疫原         | ヒトCD62L/L-セレクトイン（NP_000646.3）のアミノ酸39-332に対応する配列を含む組換え融合タンパク質             |
| 由来          | ウサギ                                                                      |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                |
| 適用          | FC                                                                       |
| 交差反応性       | ヒト                                                                       |
| SWISS       | P14151                                                                   |
| タンパク質分子量    | 42kDa/43kDa                                                              |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                                    |