

フローサイトメトリー用 抗ヒト CD66B モノクローナル抗体 - P31997

商品番号: CM0008282



前書き

フローサイトメトリー用 標識ウサギ抗ヒト CD66b
モノクローナル抗体。好中球接着分子である
CEACAM8 を標的とします。ヒトに反応します。38
kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD66b モノクローナル抗体
備考/別名	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1088
GeneID	1088
免疫原	ヒト CD66b (NP_001807.2) のアミノ酸 35-319 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P31997
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ