

フローサイトメトリー（細胞内）用抗ヒトCd68モノクローナル抗体（Percp） - P34810

商品番号: CM0012804

前書き

ヒトCD68（マクロシアリン、gp110）に対するPerCP標識ウサギモノクローナル抗体。マクロファージおよび腫瘍細胞における37

kDaリソソーム／エンドソーム膜タンパク質の細胞内フローサイトメトリー検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PerCP ウサギ抗ヒトCD68 mAb
備考／別名	GP110; LAMP4; SCARD1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	968
GeneID	968
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD68（NP_001242.2）のアミノ酸22～319に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P34810
タンパク質分子量	37 kDa
輸送	保冷バッグ