

フローサイトメトリー用抗ヒトCD7モノクローナル抗体（ビオチン） - P09564

商品番号: CM0011518

前書き

ヒトCD7を標的とするビオチン化ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。T細胞およびNK細胞上の25 kDa膜貫通糖タンパク質を認識します。免疫表現型解析およびT細胞活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ウサギ抗ヒトCD7 mAb
備考/別名	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	924
GeneID	924
免疫原	ヒトCD7 (NP_006128.1) のアミノ酸26-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋