

Fc用抗ヒトCd7モノクローナル抗体 - P09564

商品番号: CM0011151

前書き

フローサイトメトリー用ヒトCD7を標的とするウサギモノクローナル抗体（標識）。T細胞およびNK細胞の同定および機能研究に適しています。 - P09564

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD7モノクローナル抗体
備考/別名	GP40; TP41; Tp40; LEU-9
種	ヒト
GeneID	924
免疫原	ヒトCD7のアミノ酸26～180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_006128.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ