

フローサイトメトリー（Fc）用抗ヒトCd7モノクローナル抗体 - P09564

商品番号: CM0012754

前書き

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD7 mAb。ヒトT細胞およびNK細胞の研究用としてバリデーション済み。細胞外ドメインを標的とするウサギモノクローナル抗体、UniProt P09564。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD7 mAb
備考／別名	GP40、TP41、Tp40、LEU-9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	924
GeneID	924
免疫原	ヒトCD7のアミノ酸26～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_006128.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09564
タンパク質分子量	25kDa
輸送	アイスバッグ