


フローサイトメトリー用 抗ヒトCd70 (Cd27L) モノクローナル抗体 - P32970

商品番号: CM0008162



前書き

ヒトCD70 (CD27L, TNFSF7)
を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フロー
サイトメトリー用に検証済み。免疫細胞相互作用およ
びCD27/CD70経路研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD70 mAb
別名	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
種	ヒト
遺伝子ID	970
免疫原	ヒトCD70 (P32970) のアミノ酸39-193に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
Swiss-Prot	P32970
タンパク質分子量	21 kDa
発送	保冷剤