

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD72 モノクローナル抗体 () - P21854

商品番号: CM0012059

前書き

高品質な標識

抗ヒトCD72ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途向けに特異的に検証済み。B細胞分化抗原CD72を標的とし、B細胞受容体シグナル伝達と免疫恒常性を調節する共受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD72 mAb
備考/別名	CD72; CD72b; LYB2; CD72 molecule
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	971
遺伝子ID	971
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD72 (NP_001773.1) のアミノ酸117-359に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21854
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ