

抗ヒトCd79Aモノクローナル抗体（フローサイトメトリー・細胞内用）- P11912

商品番号: CM0008356



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD79aモノクローナル抗体。ヒトサンプル中のB細胞受容体複合体アルファ鎖を検出するための細胞内フローサイトメトリーに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD79a mAb
備考/別名	CD79A; IGA; MB-1; CD79a分子
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	973
遺伝子ID	973
免疫原	ヒトCD79a (NP_001774.1) のアミノ酸165-225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P11912
タンパク質分子量	20kDa/25kDa
配送	氷袋