

抗ヒトCd79Aモノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用）- P11912

商品番号: CM0004529



前書き

細胞内フローサイトメトリー用にで標識されたウサギ抗ヒトCD79aモノクローナル抗体。B細胞抗原受容体関連タンパク質アルファ鎖（MB-1、Ig-alpha）を標的とします。ヒトサンプルで検証済み。UniProt P11912。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD79a mAb
備考/別名	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	973
GeneID	973
免疫原	ヒトCD79a (NP_001774.1) のアミノ酸165-225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P11912
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋