

ヒトCd82モノクローナル抗体（Fc用） - P27701

商品番号: CM0012359



前書き

ヒトCD82（KAI1/TSPAN27）標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に標識されています。FCで検証済みであり、転移およびテトラスパニン研究に適しています。反応性：ヒト。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD82 mAb
備考/別名	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3732
遺伝子ID	3732
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD82（NP_002222.1）のアミノ酸1-267に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P27701
タンパク質分子量	27kDa/30kDa
配送	氷袋