

フローサイトメトリー用抗ヒトCd8Bモノクローナル抗体（） - P10966

商品番号: CM0009381

前書き

ヒトCD8bに対するウサギモノクローナル抗体。標識済みで、フローサイトメトリーによる検証済み。T細胞介在性免疫、腫瘍微小環境、CD8+細胞のプロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD8b mAb
備考／別名	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
種	ヒト
GeneID（ヒト）	926
免疫原	ヒトCD8b（NP_004922.1）のアミノ酸22～170に相当する配列を含む組換えタンパク質／組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10966
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ