


フローサイトメトリー用 抗ヒトCD9 モノクローナル抗体 () - P21926

商品番号: CM0004194



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD9モノクローナル抗体。フローサイトメトリーに適しています。細胞接着、血小板活性化、精子-卵子融合に関与するテトラスパニンCD9を標的とします。免疫学および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD9 mAb
備考/別名	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
種	ヒト
遺伝子ID	928
免疫原	ヒトCD9 (NP_001760.1) のアミノ酸1-228に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21926
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ