

フローサイトメトリー用抗ヒトCD90/Thy1 ウサギモノクローナル抗体 - P04216

商品番号: CM0008652

前書き

フローサイトメトリー用共役
ウサギ由来抗ヒトCD90/Thy1モノクローナル抗体です。
免疫原は組換えタンパク質（アミノ酸20-130番）。ヒト検体での実用性が検証済みです。UniProt番号：P04216。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD90/Thy1モノクローナル抗体
別名	CD90; CDw90
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7070
遺伝子ID	7070
免疫原	組換えタンパク質
産生源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS番号	P04216
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤梱包