

Fc用 抗ヒトCd94モノクローナル抗体 - Q13241

商品番号: CM0011756



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD94 (KLRD1)

モノクローナル抗体、フローサイトメトリー用。免疫監視と免疫寛容に関与するNK細胞受容体であるヒトCD94を検出します。免疫がん学および感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD94 mAb
備考/別名	KLRD1; CD94; natural killer cells antigen CD94
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3824
免疫原	ヒトCD94 (NP_002253.2) のアミノ酸32-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13241
タンパク質分子量	17kDa/20kDa
発送	保冷バッグ