

Fc用 抗ヒトCd94モノクローナル抗体 - Q13241

商品番号: CM0010854



前書き

フローサイトメトリー（FC）用ウサギ抗ヒトCD94モノクローナル抗体（）。免疫寛容と腫瘍監視に重要な21 kDaのNK細胞受容体であるヒトCD94を検出します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトCD94 mAb
備考/別名	CD94
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3824
GeneID	3824
免疫原	ヒトCD94（NP_002253.2）のアミノ酸32-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13241
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ