

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD96/Tactileモノクローナル抗体 - P40200

商品番号: CM0005492



前書き

ヒトCD96/TACTILEに対する高品質なウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。炎症における免疫細胞接着、T細胞およびNK細胞の活性化の研究に最適です。 - P40200

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD96/TACTILE mAb
備考/別名	TACTILE
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10225
遺伝子ID	10225
免疫原	ヒトCD96/TACTILE (NP_937839.1) のアミノ酸25-519以内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40200
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ