

フローサイトメトリー用 抗ヒトCD98モノクローナル抗体 () - P08195

商品番号: CM0012135



前書き

ヒトCD98 (SLC3A2) に対するABflo®
594結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。免疫学および癌研究に適しており、アミノ酸トランスポーター重鎖の発現プロファイリングが可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD98 mAb
別名	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6520
GeneID	6520
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD98 (NP_002385.3) のアミノ酸206-630番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P08195
タンパク質分子量	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
輸送方法	保冷剤