


フローサイトメトリー用 抗ヒトCD98モノクローナル抗体 () - P08195

商品番号: CM0009329



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、標識ウサギ抗ヒトCD98モノクローナル抗体。アミノ酸輸送、インテグリンシグナル伝送、およびウイルス侵入に関与するSLC3A2重鎖を認識します。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD98 mAb
備考/別名	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6520
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD98 (NP_002385.3) のアミノ酸206-630に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P08195
タンパク質分子量	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
配送	アイスバッグ