


If/Icc、Fc用抗ヒトCd99モノクローナル抗体（） - P14209

商品番号: CM0008577



前書き

で標識されたウサギ抗ヒトCD99モノクローナル抗体。免疫蛍光法およびフローサイトメトリーに適しています。ヒトサンプルでバリデーション済み。T細胞接着および白血球血管外遊走の研究に最適です。SWISS : P14209。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD99 mAb
備考／別名	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4267
GeneID	4267
免疫原	合成ペプチド：ヒトCD99のアミノ酸24～123（NP_002405.1）に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P14209
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷剤