

フローサイトメトリー用抗ヒトCdcp1モノクローナル抗体 - Q9H5V8

商品番号: CM0011370

前書き

ヒトCDCP1（CD318、TRASK、SIMA135）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。細胞接着、癌転移、白血病幹細胞研究で使用されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCDCP1 mAb
備考/別名	CD318; TRASK; SIMA135
反応種	ヒト
GeneID	64866
免疫原	ヒトCDCP1（NP_073753.3）のアミノ酸30～666に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H5V8
タンパク質分子量	37kDa/72kDa/92kDa
発送方法	保冷剤