

ヒトCeacam6モノクローナル抗体（コンジュゲート）フローサイトメトリー用 - P40199

商品番号: CM0004046



前書き

ヒトCEACAM6（CD66c）を標的とするコンジュゲートウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。腫瘍生物学、好中球接着、および細胞移動の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCEACAM6 mAb
備考/別名	NCA; CEAL; CD66c
種	ヒト
GeneID	4680
免疫原	ヒトCEACAM6（NP_002474.4）のアミノ酸35-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40199
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ