

Anti-Human Clec12A/Cd371 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q5Qgz9-2

商品番号: CM0010303

前書き

ヒトCLEC12A/CD371（CLL-1、M1CL）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みで、ヒトサンプルに反応します。骨髓系細胞の免疫表現型解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CLEC12A/CD371 mAb
備考/別名	CLL1; M1CL; CD371; CLL-1; DCAL-2
種	ヒト
遺伝子ID	160364
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCLEC12A/CD371（NP_612210.4）のアミノ酸65-265に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5QGZ9-2
タンパク質分子量	31KDa
配送	アイスバッグ