

フローサイトメトリー用抗ヒトClec12A/Cd371モノクローナル抗体（Abflo 488） - Q5Qgz9-2

商品番号: CM0004203

前書き

ヒトCLEC12A/CD371（CLL-1、MICL）を標的とするABflo 488結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用に設計されており、アイソフォーム2（アミノ酸残基65～265）を標的とします。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCLEC12A/CD371 mAb
別名	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	160364
GeneID	160364
免疫原	ヒトCLEC12A/CD371（NP_612210.4）のアミノ酸65～265を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5QGZ9-2
タンパク質分子量	8kDa/24kDa/27kDa/30kDa/32kDa
発送方法	氷袋