

細胞内フローサイトメトリー用 抗ヒトサイトケラチン18モノクローナル抗体 - P05783

商品番号: CM0004157

前書き

細胞内フローサイトメトリー向けに開発された、ヒトサイトケラチン18（K18/CK-18/CYK18）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体です。上皮細胞中のヒトK18（48 kDa）を検出し、癌研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトサイトケラチン18 mAb
別名	K18; CK-18; CYK18
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3875
遺伝子ID	3875
免疫原	組換えタンパク質 ヒトサイトケラチン18（NP_000215.1）のアミノ酸241-430番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内染色）
交差反応性	ヒト
SWISS	P05783
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	保冷剤