

フローサイトメトリー用 Anti-Human Dc-Signr/Cd299 モノクローナル抗体 - Q9H2X3

商品番号: CM0010371



前書き

ヒトDC-SIGNR/CD299 (CLEC4M)
を標的とする、で標識されたウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用として検証済み。免疫監視、ウイルス侵入、受容体相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human DC-SIGNR/CD299 mAb
備考/別名	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
種	ヒト
GeneID	10332
免疫原	ヒトDC-SIGNR/CD299 (NP_055072.3) のアミノ酸71-399に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H2X3
タンパク質分子量	24kDa-45kDa
発送	保冷剤