

Fc用 抗ヒトDLL4モノクローナル抗体（） - Q9Nr61

商品番号: CM0004043



前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗ヒトDLL4モノクローナル抗体。血管新生および神経発生に関与するNotchリガンドDLL4を標的。ヒト検体で検証済み。I
VD研究および診断アッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトDLL4 mAb
備考/別名	AOS6; delta4; hdelta2; delta-like protein 4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54567
GeneID	54567
免疫原	ヒトDLL4 (NP_061947.1) のアミノ酸27-524に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NR61
タンパク質分子量	75kDa
発送	保冷バッグ