

フローサイトメトリー用抗ヒトDLL4モノクローナル抗体 () - Q9Nr61

商品番号: CM0004065



前書き

ヒトDLL4（Delta様タンパク質4）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。血管新生および神経発生に参与するNotchリガンドのフローサイトメトリー検出用にバリデート済み。血管内皮に発現。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトDLL4 mAb
備考/別名	AOS6; delta4; hdelta2; delta-like protein 4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54567
GeneID	54567
免疫原	ヒトDLL4（NP_061947.1）のアミノ酸27-524に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NR61
タンパク質分子量	75kDa
輸送	氷袋