

抗ヒトEg-Vegf/Pk1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P58294

商品番号: CM0003389

前書き

ヒトEG-VEGF/PK1(PROK1)を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済み、マウスおよびラットと交差反応します。血管新生および生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒト EG-VEGF/PK1 ウサギmAb
別名	PK1; PRK1; EGVEGF; PROK1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84432
遺伝子ID	84432
免疫原	ヒトPROK1 (P58294) のアミノ酸1-105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P58294
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	保冷剤梱包