

抗ヒトFap モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q12884

商品番号: CM0011741



前書き

標識ウサギ抗ヒトFAPモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。FAPは細胞外マトリックスリモデリングと腫瘍進行に関与するセリンプロテアーゼです。がんおよび線維症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトFAP mAb
備考/別名	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; プロリルエンドペプチダーゼ FAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2191
GeneID	2191
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12884
タンパク質分子量	27kDa/87kDa
発送	保冷バッグ