

抗ヒトFatp1 () ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q6Pcb7

商品番号: CM0004338

前書き

ヒト長鎖脂肪酸輸送タンパク質1（FATP1/SLC27A1）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー（FC）に適しています。脂肪酸の取り込み、脂質代謝、および関連経路の研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトFATP1 mAb
備考/別名	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	376497
GeneID	376497
免疫原	ヒトFATP1のアミノ酸510-646に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_940982.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6PCB7
タンパク質重量	52kDa/71kDa
配送	アイスバック