


Fc測定用 抗ヒトFcεR1A モノクローナル抗体 () - P12319

商品番号: CM0005632



前書き

ウサギ由来抗ヒトFcεR1αモノクローナル抗体、標識品。アレルギー・炎症研究において、好酸球、肥満細胞、好塩基球上の高親和性IgE受容体（FcεR1α）をフローサイトメトリーで検出することが検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトFcεR1α mAb
別名	FCE1A, FcERI, FCERIA
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	2205
免疫原	ヒトFcεR1α (NP_001992.1) のアミノ酸26～205番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P12319
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋