


Fc用 抗ヒトFcεr1A モノクローナル抗体 - P12319

商品番号: CM0004254



前書き

ヒト試料におけるフローサイトメトリー（FC）検出用に、で標識された高親和性IgE受容体α鎖（FcεR1α、FCER1A）ウサギモノクローナル抗体。アミノ酸26-205からの組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	詳細
製品名	ウサギ抗ヒトFcεR1α mAb
備考/別名	FCE1A; FcERI; FCER1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2205
GeneID	2205
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P12319
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ