

WbおよびElisa用抗ヒトFscn2（Fascin-2）ウサギポリクローナル抗体 - O14926

商品番号: CM0022040

前書き

ヒトFSCN2（Fascin-2）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。アクチン束化、光受容体ディスク形態形成、網膜変性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FSCN2 ウサギpAb
備考／別名	RFSN; RF30; FSCN2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	25794
GeneID	25794
免疫原	ヒトFSCN2（NP_036550.1）のアミノ酸1〜310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来動物	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O14926
タンパク質分子量	55kDa
輸送条件	保冷バッグ