


フローサイトメトリー（細胞内）用抗ヒトガレクチン-3モノクローナル抗体 - P17931

商品番号: CM0009263



前書き

細胞内フローサイトメトリー用の高品質ウサギ由来抗ヒトガレクチン-

3モノクローナル抗体です。ガレクチン-

3は炎症、スプライシング、オートファジーに関与するガラクトース特異的レクチンであり、重要な診断ターゲットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human Galectin 3 mAb
備考/別名	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3958
GeneID	3958
免疫原	ヒトガレクチン3 (NP_002297.2) のアミノ酸1~250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P17931
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	保冷剤