

フローサイトメトリー用 抗ヒト Glypican 3 (Gpc3) モノクローナル抗体 - P51654

商品番号: CM0009533



前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの、ヒト Glypican 3 (GPC3) を標的とする 結合ウサギモノクローナル抗体。診断アッセイ開発における細胞表面検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human Glypican 3 (GPC3) mAb
備考/別名	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2719
GeneID	2719
免疫原	ヒト Glypican 3 (GPC3) (NP_004475.1) のアミノ酸 481-580 内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P51654
タンパク質分子量	59kDa/65kDa/68kDa
配送	氷袋