

フローサイトメトリー用Abflo 647 抗ヒトGp6/Gpviモノクローナル抗体 - Q9Hcn6

商品番号: CM0011782



前書き

フローサイトメトリー向けに、ヒト血小板糖蛋白質VI（GP6/GPVI）を標的とするABflo 647標識ウサギモノクローナル抗体です。コラーゲン誘発性血小板活性化および血栓形成に關与する標的に対応し、ヒトサンプルでの使用が検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトGP6/GPVI mAb
別名	GPIV; GPVI; BDPLT11
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	51206
GeneID	51206
免疫原	ヒトGP6/GPVI (NP_057447.5) のアミノ酸21～267番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HCN6
タンパク質分子量	37kDa
輸送	氷袋梱包