

フローサイトメトリー用抗ヒトGp6/Gpvi モノクローナル抗体 - Q9Hcn6

商品番号: CM0008945



前書き

主要な血小板コラーゲン受容体であるヒトGP6/GPVI に対する、結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの使用が検証済みで、ヒトGPVI と特異的に反応します。血栓症、止血、血小板活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトGP6/GPVI mAb
別名	GPIV; GPVI; BDPLT11
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51206
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HCN6
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤