


フローサイトメトリー用 抗ヒトGprc5Dモノクローナル抗体 - Q9Nzd1

商品番号: CM0007724



前書き

ヒトGPRC5Dを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。毛髪および爪の発生に関与するGPCRを検出します。ヒトサンプルの免疫検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトGPRC5D mAb
備考／別名	GPRC5D
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55507
遺伝子ID	55507
免疫原	ヒトGPRC5D (NP_061124.1) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZD1
タンパク質分子量	34kDa/36kDa/38kDa
輸送	保冷バッグ