


Wb、If-P、Elisa用 抗ヒトHbg1/2 ウサギモノクローナル抗体 - P69891 / P69892

商品番号: CM0002509



前書き

ヒトHBG1/2 (γ-1およびγ-2グロビン鎖) を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IF-P、ELISAに適しており、胎児ヘモグロビン研究、ヘモグロビン異常症研究、IVD検査開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HBG1/2 ウサギmAb
備考・別名	HBG-T2; HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979; HBG1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3047/3048
GeneID	3047/3048
免疫原	合成ペプチド ヒトHBG1 (P69891) のアミノ酸68～147残基内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P69891/P69892
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	氷袋