

ヒト用 Iars (イソロイシルTrna合成酵素) ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa対応) - P41252

商品番号: CM0015692

前書き

ヒト細胞質イソロイシルtRNA合成酵素 (IARS/IRS) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み；144 kDaのタンパク質を検出します。タンパク質生合成および翻訳研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IARS Rabbit pAb
備考/別名	IRS; IARS; ILRS; ILERS; GRIDHH; PRO0785
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3376
遺伝子ID	3376
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIARS (NP_002152.2) のアミノ酸1158-1262に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P41252
タンパク質分子量	144kDa
配送	アイスバッグ