


抗ヒト Icam-1/Cd54 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05362

商品番号: CM0005296



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に最適化された、結合
ウサギ抗ヒト ICAM-1/CD54

モノクローナル抗体。ヒト ICAM-

1（57kDa、SWISS

P05362）を検出します。白血球接着、ウイルス侵入
、および免疫細胞遊走の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト ICAM-1/CD54 mAb
備考/別名	ICAM1; BB2; CD54; P3.58; 細胞間接着分子1
種	ヒト
GeneID	3383 (ヒト)
免疫原	ヒト ICAM-1/CD54 (NP_000192.2) のアミノ酸28-480に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P05362
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ