


フローサイトメトリー（細胞内）用 抗ヒトIdo1 モノクローナル抗体 () - P14902

商品番号: CM0011063



前書き

標識ウサギ抗ヒトIDO1モノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。免疫寛容、腫瘍免疫学、感染症研究に最適。ヒト反応性。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトIDO1 mAb
備考/別名	IDO; INDO; IDO-1
種	ヒト
GeneID	3620
免疫原	ヒトIDO1（NP_002155.1）のアミノ酸1-403に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P14902
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ