

抗ヒトIfn-A/B R2モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P48551

商品番号: CM0004502



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒトIFN- α/β R2を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。免疫学の研究において、血液細胞および細胞株におけるI型インターフェロン受容体の発現検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human IFN-alpha/beta R2 mAb
備考/別名	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3455
GeneID	3455
免疫原	ヒトIFN-alpha/beta R2 (NP_008896.2) のアミノ酸28-237に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P48551
タンパク質分子量	58kDa/37kDa/27kDa
配送	アイスバッグ